



Instruções de Uso

Sonda Vesical 100% Silicone VILAR CATH*

Revisão 0.1
Jan/2019

Conteúdo

Descrição	1
Indicações	1
Instruções	1
Contra-indicações	2
Advertências	2
Arm. / Transporte	2

Descrição:

A sonda uretral permanente, removível e autossustentável é um artigo médico estéril e de uso único. É destinada para gestão de via uretral de pacientes que necessitem de cateterização para esvaziamento vesical, objetivando drenagem urinária. É fabricada em silicone grau médico e incorpora as seguintes características:

- Sonda 100% constituída de silicone grau médico;
- Hipoalergênica e biocompatível;
- Possui dois discos, sendo um fixo (responsável pela oclusão e aderência da sonda ao colo vesical) e outro móvel

(responsável pela oclusão uretral);

- A extremidade proximal possui orifícios específicos para drenagem de urina;
- A extremidade distal possui conector de 6,5 mm com tampa em conformidade com as regras;
- Acompanha mandril (Introdutor) com tamanho específico ao comprimento da sonda que possibilita sua introdução.

Indicações:

A sonda vesical VILAR CATH deve ser utilizada em pacientes portadores de patologias do trato urinário que necessitem de cateterização para esvaziamento vesical de forma atraumática e a longo prazo.

Nos pacientes do sexo feminino, a sonda pode ser introduzida através do meato uretral, devendo esta mesma sonda ficar em utilização pela paciente com duração máxima de 60 dias e/ou conforme critério médico.

Instruções:

- 1- A integridade da sonda e a fixação do conector, tampa e disco fixo devem ser verificados antes da inserção;
- 2- Realize a lubrificação do lúmen da sonda, assim como da porção superior da mesma, com lidocaína gel®;
- 3- Insira firmemente o "mandril (introdutor)" no interior da sonda;
- 4- Deslize completamente o disco móvel para realizar a introdução da sonda na

- paciente;
- 5- Verifique, após a introdução da sonda, se a mesma foi bem acoplada ao colo vesical, diante da percepção tátil através de um tracionamento em direção externa ao colo da bexiga;
- 6- Finalize com a reposicionamento do disco móvel, ajustando-o ao óstio externo da uretra.



Contra-indicações:

A utilização deste produto está contra-indicada em pacientes com sensibilidades e alergias aos seus componentes das quais se tenha conhecimento.

Sua manipulação é destinada à equipe médica e de enfermagem devidamente treinadas.

Advertências:

1 - Não utilize materiais perfurocortantes durante a introdução da sonda;
2 - Deve ser verificada a segurança do conector da sonda;
3 - Deve-se lubrificar adequadamente a uretra da paciente objetivando minimizar o atrito e o possível dano na mucosa uretral;
4 - Deve-se assegurar a livre passagem do fluido pelo lúmen da sonda, através do uso de soro fisiológico;

5 - Se necessário, a uretra pode ser dilatada até 26 ou 28Fr para facilitar a introdução da sonda;
6 - Não usar se a embalagem estiver aberta ou danificada;
7 - Não reesterilizar.

Transporte e Armazenamento:

O produto pode ser transportado e armazenado na sua caixa de transporte externa sob condições normais de estoque. Não deve ser armazenado onde possa estar sujeito a ser molhado ou sujo. Evitar congelamento ou calor excessivo.

Esterilizado a óxido de etileno

PRODUTO DE USO ÚNICO

DESTRUIR APÓS O USO

Fabricado e Distribuído por:

Medcenter Comercio e Assistência Técnica Ltda..

Rua Miguel Couto, 53 - Aldeia

54786-340 - Camaragibe - PE

Fone: (81) 3459-1276 / 3459-3228

CNPJ: 06.805.845/0001-30

Responsável Técnica:

Dra. Ana Gloria Galiza Oliveira Simões CRF-PE: 2017

Registro ANVISA: 80687440001

The logo for Vilar Cath features the brand name in a stylized, cursive purple font. A purple catheter is integrated into the design, with its tip forming the letter 'V' and its handle forming the letter 'C'.

Site: www.vilarcath.com.br

e-mail: contato@vilarcath.com.br